

TAPP の本格的なトレーニングを実現する

VTT Inguinal hernia model VTT ヘルニアモデル



VERSATILE
TRAINING
TISSUE

Point **1**

植物由来で
簡単廃棄

Point **2**

清潔なので
院内使用可

Point **3**

臨床用
デバイス
使用可

『VTT ヘルニアモデル』は
TAPP の本格的なトレーニングモデルです。

腹直筋、腹横筋、Corona Mortis、クーパー靱帯、ヘルニア門、
精管、動静脈を再現しており、腹膜の剥離縫合・メッシュ敷
設・タッキングなどを、臨床に近い形でトレーニングするこ
とが可能です。



KOTOBUKI
Medical

／ 本格的な TAPP トレーニングに最適！ ／

『VTT ヘルニアモデル』は腹直筋、腹横筋、Corona Mortis、クーパー靱帯、ヘルニア門、精管、動静脈を再現しており、腹膜の剥離縫合・メッシュ敷設・タッキングなどを、臨床に近い形でトレーニングすることが可能です。

腹直筋

下腹部血管

腹横筋

Corona Mortis

クーパー靱帯

ヘルニア門

閉鎖血管

精管

EIV

精巣血管

神経

製品構成パーツ

- ・ 腹直筋
- ・ 腹横筋
- ・ Corona Mortis
- ・ クーパー靱帯
- ・ ヘルニア門
- ・ 精管
- ・ 動静脈
- など

想定トレーニング

鼠径ヘルニア修復術（TAPP）

- 腹膜の剥離縫合
- メッシュ敷設
- タッキング

製品スペック

品 名	VTT ヘルニアモデル
品 番	お問合せください
価 格	お問合せください
サイズ	約 200×140×15 mm
重 さ	約 450 g
同梱物	VTT ヘルニアモデル本体のみ

お問い合わせ・お見積りはこちらまで



☎ 048-951-5211

平日 9:00 ~ 17:00

✉ info@kotobukimedical.com

KOTOBUKI Medical 株式会社

〒340-0816

埼玉県八潮市中央 4 丁目 7-3

<https://kotobukimedical.com/>



KOTOBUKI
Medical